

# DETA ELIS



ALLE PROGRAMME DEVITA AP - MINI 09/2020

[www.deta-elia-at.at](http://www.deta-elia-at.at)

## ALLE PROGRAMME DEVITA MINI AP

1. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 1
2. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 2
3. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 3
4. HERZ UND KREISLAUF
5. VERDAUUNG OHNE PROBLEME
6. ANTI-STRESS
7. ANTI-SCHLAFLOSIGKEIT
8. ANTI-ERKÄLTUNG
9. BEWEGUNG OHNE SCHMERZEN
10. FÜR SPORTLER
11. STRAHLENDE HAUT
12. ANTI- PARASITEN
13. ANTI-ALLERGIEN
14. MÄNNERGESUNDHEIT
15. FRAUENGESUNDHEIT
16. GEWICHTSKONTROLLE
17. LYME – BORRELIOSE
18. GESUNDE ZELLE
19. GESUNDE ZÄHNE
20. STOPP CORONAVIRUS

### 1. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 1

1. Anti-Erkältung 03:03
2. Anti-Grippe 02:51
3. Anti-Virus 03:45
4. Gesunder M-D-T 03:18
5. Intime Gesundheit 03:48
6. Anti-Candida 03:00
7. Anti-Grippe Basis 02:27
8. Anti-Herpes 02:48
9. Frei von Toxinen 01:18
10. Anti-Herpes Simples 03:27
11. Anti-Herpes Zoster 01:39
12. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
13. Anti-Chlamyden 01:39
14. Anti-MDT-Parasiten 02:21
15. Anti-Parasiten Allgemein 03:57
16. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
17. Anti-Staphylokokken 02:54
18. Anti-Streptokokken 03:39
19. Gewichtskontrolle 03:09
20. Gegen Lyme-Borreliose 1 02:48
21. Gegen Lyme-Borreliose 2 02:51
22. Anti-Virus Magen-Darm-Trakt 03:57
23. Gesunde Zelle 1 03:51
24. Gesunde Zelle 2 03:36
25. Stopp Amöbe 02:42
26. Stopp Penicillium 01:54
27. Ohne Trichomonaden 02:03
28. Drainage Allgemein 03:57
29. Gesunde Lymphe 03:12



- 30. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
- 31. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
- 32. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
- 33. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
- 34. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
- 35. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39
- 36. AUTOPROGRAMM ANTI- GRIPPE 06:39
- 37. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES S 07:36
- 38. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES Z 05:48
- 39. AUTOPROGRAMM ANTI- ERKÄLTUNG 08:12
- 40. AUTOPROGRAMM UNTERSTÜTZUNG IMMUNSYSTEM 05:05
- 41. AUTOPROGRAMM GEWICHTSVERLUST 04:29
- 42. AUTOPROGRAMM REDUZIEREN DES KÖRPERUMFANGS 04:32
- 43. AUTOPROGRAMM ZELLSCHUTZ 1 12:13
- 44. AUTOPROGRAMM ZELLSCHUTZ 2 13:31
- 45. AUTOPROGRAMM ZELLSCHUTZ 3 12:47
- 46. AUTOPROGRAMM ZELLSCHUTZ 4 12:25
- 47. AUTOPROGRAMM LYME-BORRELIOSE 1 12:13
- 48. AUTOPROGRAMM LYME-BORRELIOSE 2 11:43
- 49. AUTOPROGRAMM LYME-BORRELIOSE 3 12:47
- 50. AUTOPROGRAMM LYME-BORRELIOSE 4 11:56

## **AUTOMATISCHE PROGRAMME - KOMPLEXE**

### ***30. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1***

Unterdrückt die Virusaktivität, hemmt die Aktivität der Protozoen. Optimaler Krankheitsschutz bei Reisen in andere klimatische Zonen, wie z.B. in asiatische Länder. 6:47

Inhalt: Anti-Virus (3:45)+Anti-Protozoen (1:42)+Frei von Toxinen (1:18)

### ***31. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2***

Beseitigt toxische Belastungen durch Streptokokken und Staphylokokken. Effektiv sowohl bei Erkältungen als auch zur Vorbeugung von Infektionen. 7:53

Inhalt: Anti-Staphylokokken (2:54)+Streptokokken(3:39)+Frei von Toxinen (1:18)

### ***32. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3***

Fördert die Beseitigung von bakteriellen Komplikationen des M-D-T und des Urogenitalsystems. 8:26

Inhalt: Regulierung MDT (3:18)+Intime Gesundheit (3:48)+Frei von Toxinen (1:18)

### ***33. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4***

Entfernt Mykotoxine und Aflatoxine, die von Schimmel und Hefe gebildet werden. Es reduziert das Risiko der Ansammlung von krebserregenden Stoffen. 7:47

Inhalt: Anti-Candida (3:00)+Anti-Schimmel & Pilze (3:27)+Frei von Toxinen (1:18)

### ***34. AUTO-PROGRAMM REINIGUNG***

Fördert die Ausleitung von Toxinen, die Aktivierung der Lymphdrainage (Entgiftung) und die Stärkung der Lymphgefäße. Hilft, überschüssige Flüssigkeit aus dem intrazellulären Raum zu entfernen, wirkt antiseptisch. 7:10

Inhalt: Gesunde Lymphe (3:12)+Drainage Allgemein (3:57)

### **35. AUTO-PROGRAMM ANTI - PARASITEN**

Reduziert die parasitäre Belastung von Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm und die toxische Belastung. 7:38

Inhalt: Anti-MDT-Parasiten ( 02:21), Anti-Parasiten Allgemein (03:57 ), Frei von Toxinen (1:18)

### **36. AUTO-PROGRAMM ANTI - GRIPPE**

Unterdrückt die Aktivität verschiedener Stämme des Influenza-Virus, reduziert Vergiftungssymptome und fördert das Wohlbefinden des Kranken. Anti- Grippe ( 02:51), Anti-Grippe Basis (02:27 ), Frei von Toxinen (1:18) 6:38

### **37. AUTO-PROGRAMM ANTI - HERPES SIMPLEX**

Verhindert das Wachstum von Herpes Simplex und seine toxischen Wirkungen auf den Körper: Bildung von Vesikeln in den Schleimhäuten, der Haut, mindert den Juckreiz. Anti-Herpes (02:48 ), Anti-Herpes-Simplex ( 03:27), Frei von Toxinen (1:18) 7:35

### **38. AUTO-PROGRAMM ANTI - HERPES ZOSTER**

Reduziert die Aktivität von Gürtelrose-Viren, entfernt die toxische Belastung seiner Erscheinung auf der Hautoberfläche und das Schmerzempfinden. Anti-Herpes Z (01:39 ), Anti-Herpes ( 02:48), Frei von Toxinen (1:18) 5:47

### **39. AUTO-PROGRAMM ANTI - ERKÄLTUNG**

Verhindert die Entwicklung von respiratorischen Viren, reduziert Vergiftungserscheinungen, mindert Entzündungsreaktionen und das Auftreten von Komplikationen. Anti-Virus (03:45 ), Anti-Erkältung (03:03 ), Frei von Toxinen (1:18) 8:09

### **40. AUTO-PROGRAMM UNTERSTÜTZUNG DES IMMUNSYSTEMS**

Verhindert die Aktivität verschiedener Viren, deren Ausbreitung im menschlichen Körper und fördert die Aktivierung der Immunität. Trägt wirksam zur Vorbeugung von Infektionen während der Hypothermie und während Epidemien bei. Anti-Virus ( 03:45), Frei von Toxinen (1:18) 5:03

### **41. AUTO-PROGRAMM GEWICHTSVERLUST**

Reduziert die parasitäre Belastung und führt zur Neutralisierung der Viren, welche ein Übergewicht bewirken. Reguliert die Tätigkeit des autonomen Nervensystems, stabilisiert den Körpertonus und verbessert den psychoendemischen Zustand. Gewichtskontrolle ( 03:09), Frei von Toxinen (1:18) 4:28

### **42. AUTO-PROGRAMM REDUZIERUNG DES KÖRPERUMFANGES**

Reinigt den Körper von Giftstoffen, normalisiert die Lymphdrainage, erhält die Immunität aufrecht und erhöht die Lebensenergie. Gesunde Lymphe ( 03:12), Frei von Toxinen (1:18) 4:31

### **43. AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 1 12:13**

Anti-Virus ( 03:45), Anti-Streptokokken ( 03:39), Anti-Herpes Simplex (03:27 ), Frei von Toxinen (1:18 )

### **44. AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 2 13:31**

Gesunde Zelle 1 (03:51 ), Gesunde Zelle 2 ( 03:36), Anti-Virus MDT ( 03:57), Ohne Trichomonaden (02:03 )

**45. AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 3 12:47**

Anti-Herpes Zoster (01:39 ), Anti-Staphylokokken (02:54 ), Anti-Chlamydien ( 01:39), Intime Gesundheit ( 03:48), Stopp Amöbe (02:42 )

**46. AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 4 12:25**

Gesunde Zelle 1 (03:51 ), Gesunde Zelle 2 ( 03:36), Anti-Candida (03:00 ), Stopp Penicillium (01:54 )

**47. AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 1 12:13**

Anti-Virus (03:45 ), Anti-Streptokokken (03:39 ), Anti-Herpes Simplex (03:57 ), Frei von Toxinen (1:18 )

**58. AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 2 11:43**

Gegen Lyme-Borreliose 1 ( 02:48), gegen Lym-Borreliose 2 (02:51 ), Anti-Virus MDT ( 03:57), Ohne Trichomonaden ( 02:03)

**49. AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 3 12:47**

Anti-Herpes Zoster ( 01:39), Anti-Staphylokokken (02:54 ), Anti-Chlamydien ( 01:39), Intime Gesundheit (03:48 ), Stopp Amöbe (02:42 )

**50. AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 4 11:56**

Gegen Lyme-Borreliose 1 ( 02:48), gegen Lym-Borreliose 2 (02:51 Anti-Candida ( 03:00), Stopp Penicillium (01:54)

## **2. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 2**

**DER ORDNER ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 2 ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Ohne Salmonellen                     | 02:54 |
| 2. Ohne Yersinien                       | 00:42 |
| 3. Ohne Proteus                         | 01:09 |
| 4. Ohne Klebsiella                      | 01:12 |
| 5. Ohne Campylobacter                   | 00:27 |
| 6. Ohne Clostridien                     | 01:51 |
| 7. Ohne Shigella                        | 02:54 |
| 8. Ohne Rotavirus                       | 02:48 |
| 9. Ohne Saugwürmer – allg.1             | 02:33 |
| 10. Ohne Saugwürmer – allg.2            | 03:24 |
| 11. Ohne Enterokokken                   | 00:39 |
| 12. Ohne Nematoden und Spulwürmer – neu | 02:42 |
| 13. Stopp Adenovirus – allgemein        | 03:57 |
| 14. Stopp Coronavirus                   | 01:00 |
| 15. Ohne Rickettsien                    | 00:33 |
| 16. Ohne Papillome allgemein            | 03:57 |
| 17. Ohne Nierenpapillome                | 02:36 |
| 18. Ohne Leptospira                     | 00:42 |

19. Ohne Kryptokokken	01:21
20. Ohne Toxoplasma	01:09
21. Ohne Ureaplasma	00:30
22. Ohne Echinokokken	01:24
23. Ohne Pseudomonas aeruginosa	02:33
24. Unterstützung bei Vergiftung	03:12
25. Anti-Bakterien	01:36
26. Anti-Pilze	03:57
27. Anti-Helicobakter	01:06
28. Anti-Hepatitis A	01:54
29. Anti-Schistosomen	01:54
30. Anti-Nematoden und Askariden	02:00

### **3. ALLGEMEINE PROGRAMMLISTE 3**

1. Gesundes Zahnfleisch 03:54
2. Regeneration der Schleimhaut 02:54
3. Gesunder Mund 02:36
4. Ohne Fistel 01:15
5. Stopp Verletzung (Zähne) 03:18
6. ZNS ohne Probleme 03:18
7. Gesunde Nerven 01:33
8. Nasennebenhöhlen frei allgemein 03:57
9. Nasennebenhöhlen frei 02:24
10. Ohren ohne Entzündung 03:18
11. Hals ohne Schmerzen 03:57
12. Gegen Erkältung - allgemein 03:51
13. Anti-Entzündung – allgemein 02:30
14. Stopp Migräne 03:09
15. Antiseptikum 03:39
16. Gesunde Galle 03:39
17. Drainage antitoxisch 03:09
18. Extreme Detoxikation (mex.) 03:30
19. Anti-Allergie 01:45
  
- 20. AUTO - PROGRAMM WIEDERHERSTELLUNG 1 06:35**  
 Stopp Verletzung (Zähne) 03:18, Gesunder Mund 02:36
- 21. AUTO- PROGRAMM WIEDERHERSTELLUNG 2 06:11**  
 Antiseptikum 03:39, Anti-Entzündung – allgemein 02:30
- 23. AUTO - PROGRAMM GESUNDES ZAHNFLEISCH 06:50**
24. Gesundes Zahnfleisch 03:54, Regeneration der Schleimhaut 02:54
- 25. AUTO - PROGRAMM NERVENREGENERATION 04:53**  
 Gesunde Nerven 01:33, Regeneration der Schleimhaut 02:54



#### 4. PROGRAMMSET «HERZ UND GEFÄSSE»

Anwendung bei Problemen, die mit dem Herz-Kreislauf-System und dem lymphatischen System zusammenhängen.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Gesundes Herz, Normaler Herzrhythmus		Täglich nachmittags, bei Bedarf
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1		Täglich in der 1. Woche
		A. Funktionsprogramm 2		Täglich in der 2. Woche
		A. Funktionsprogramm 3		Täglich in der 3. Woche
		A. Funktionsprogramm 4		Täglich in der 4. Woche

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Gesundes Herz, Normaler Herzrhythmus		Täglich nachmittags, bei Bedarf
DeVita AP	Spezielle Programme	A. Reinigung		Täglich vor dem Schlafengehen
		Anti-Schistosomen und -Trematoden		Täglich abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme in der 1. und 2. Woche
		Anti-Chlamydien		Täglich abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme in der 3. und 4. Woche

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gesundes Herz, Normaler Herzrhythmus	Täglich nachmittags, bei Bedarf
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme in abwechselnder Reihe für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER HERZ UND KREISLAUF ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Anti-Chlamydien 01:39
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Frei von Toxinen 01:18
9. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
10. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
11. Anti-MDT-Parasiten 02:21
12. Anti-Parasiten allgemein 03:57
13. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
14. Anti-Schistosomen und Trematoden 01:54
15. Anti-Staphylokokken 02:54
16. Anti-Streptokokken 03:39
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
20. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
21. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
22. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39





## 5. PROGRAMMSET «VERDAUUNG OHNE PROBLEME»

Anzuwenden bei Problemen, die mit dem Verdauungssystem zusammenhängen und als zusätzliches Mittel zur Bekämpfung einer Vergiftung.

SCHEMA NR. 1 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal pro Tag
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Täglich morgens in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	«Optimierung Stoffwechsel» und/oder «Darm ohne Probleme»	Täglich nachmittags bei Bedarf
	DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramm 1 automatisch	Täglich in der 1. Woche
Funktionsprogramm 2 automatisch			Täglich in der 2. Woche	
Funktionsprogramm 3 automatisch			Täglich in der 3. Woche	
Funktionsprogramm 4 automatisch			Täglich in der 4. Woche	

SCHEMA NR. 2 IM ZWEITEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Wechseln sie täglich morgens zwischen den beiden
		Spezielle Programme	«Optimierung Stoffwechsel» und/oder «Darm ohne Probleme»	Täglich nachmittags, nach Bedarf
	DeVita AP	Spezielle Programme	Autoprogramme	Reinigung
Anti-Schistosomen und -Trematoden			Täglich abends nach Anwendung der DeVita Ritm-Programme in der 1. und 2. Woche	
Drainage antitoxisch			Täglich abends nach Anwendung der DeVita Ritm-Programme in der 3. und 4. Woche	

SCHEMA NR. 3 IM DRITTEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr morgens
DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramme 1-4	Nach Bedarf vor dem Schlafen	

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Wechseln sie täglich morgens zwischen den beiden
		Spezielle Programme	«Optimierung Stoffwechsel» und/oder «Darm ohne Probleme»	Täglich nachmittags, nach Bedarf
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden, Anti-Parasiten allgemein, Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach Vollendung der DeVita Ritm- Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1 bis 2 Wochen	

  

BEI VERGIFTUNG	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Ritm	Spezielle Programme	Detoxikation, Darm ohne Probleme	Täglich für 10 Tage
	DeVita AP	Spezielle Programme	Gesunder MDT, Unterstützung bei Vergiftung, Drainage antitoxisch	Täglich für 10 Tage

**DER ORDNER VERDAUUNG OHNE PROBLEME ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage antitoxisch 03:09
4. Drainage Allgemein 03:12
5. Unterstützung bei Vergiftung 03:12
6. Intime Gesundheit 03:48
7. Anti-Candida 03:00
8. Anti-Helicobacter 01:06
9. Gesunde Lymphe 03:12
10. Frei von Toxinen 1:18
11. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
12. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
13. Anti-MDT-Parasiten 02:21
14. Anti-Parasiten allgemein 03:57
15. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
16. Anti-Schistosomen und Trematoden 01:54
17. Anti-Staphylokokken 02:54
18. Anti-Streptokokken 03:39
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
20. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
21. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
22. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
23. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
24. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 7:39



## 6. PROGRAMMSET «ANTI - STRESS»

Im Falle von Stress, Überanstrengung, Leistungsminderung, depressiven Situationen

SCHEMA NR. 1 IM ERSTEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gute Laune, Gesunder Schlaf	Bei Bedarf 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
			A. Funktionsprogramm 2	Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche
			A. Funktionsprogramm 3	Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche
			A. Funktionsprogramm 4	Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gute Laune, Gesunder Schlaf	Bei Bedarf 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen
DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen	

SCHEMA NR.3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr morgens
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramme 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen	

SCHEMA Nr. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2 раза утром
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gute Laune, Gesunder Schlaf	Bei Bedarf 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER ANTI-STRESS ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T
3. Drainage Allgemein 03:12
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Gesunde Lymphe 03:12
7. Frei von Toxinen 01:18
8. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
9. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
10. Anti-MDT-Parasiten 02:21
11. Anti-Parasiten Allgemein 03:57
12. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
13. Anti-Staphylokokken 02:54
14. Anti-Streptokokken 03:39
15. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
16. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
19. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
20. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39



## 7. PROGRAMMSET «ANTI - SCHLAFLOSIGKEIT»

In einem Zustand nervöser Erregung und bei Schlafproblemen.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Gesunder Schlaf		Bei Bedarf 2 Stunden vor dem Schlafengehen
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1		Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
		A. Funktionsprogramm 2		Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche
		A. Funktionsprogramm 3		Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche
		A. Funktionsprogramm 4		Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Специальные программы	Gesunder Schlaf		Bei Bedarf 2 Stunden vor dem Schlafengehen
DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung		Täglich vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung		Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4		Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gesunder Schlaf	Bei Bedarf 2 Stunden vor dem Schlafengehen
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER ANTI-SCHLAFLOSIGKEIT ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Gesunde Lymphe 03:12
7. Frei von Toxinen 01:18
8. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
9. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
10. Anti-MDT-Parasiten 02:21
11. Anti-Parasiten allgemein03:57
12. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
13. Anti-Staphylokokken 02:54
14. Anti-Streptokokken 03:39
  
15. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
16. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08.27
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07.48
19. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07.11
20. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07.39

## 8. PROGRAMMSET «ANTI- ERKÄLTUNG»



Zur Vorbeugung von Erkältungen sowie zur Linderung von bakteriellen und viralen Infektionen.  
Bei Schnupfen und Hypothermie:

SCHEMA NR. 1	GERÄT	PROGRAMM	ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm	1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
	DeVita AP	Anti-Virus + Frei von Toxinen	1-2-mal pro Woche

**SCHEMA Nr. 2:** bei den ersten Anzeichen von bakteriellen und viralen Infektionen (Atemwegsinfektionen, akute Tonsillitis, Rhinitis usw. ) außer Grippe.

SCHEMA NR. 2	GERÄT	PROGRAMM	ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm	1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Anti-Erkältung, Freies Atmen	Täglich nachmittags für 5-7 Tage
	DeVita AP	Anti-Virus + Frei von Toxinen	Für die ersten 2 Tage, nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme.
A. Funktionsprogramm 2 + Anti-Erkältung		Täglich abwechselnd für 5-7 Tage	

**Schema Nr. 3: bei den ersten Anzeichen einer Influenza**

SCHEMA NR. 3	GERÄT	PROGRAMM	ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm	1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Anti-Erkältung, Freies Atmen	Täglich nachmittags für 5-7 Tage
	DeVita AP	Anti-Virus + Frei von Toxinen	Für die ersten 2 Tage, nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme
		Anti-Grippe + Anti-Grippe Basis + Frei von Toxinen	Täglich für 5-7 Tage
		A. Funktionsprogramm 2	Eine Woche nach der Vollendung der Anti-Grippe-Programme, täglich für 5-7 Tage

**DER ORDNER ANTI-ERKÄLTUNG ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Erkältung 03:06
2. Anti-Grippe 02:51
3. Anti-Virus 03:45
4. Drainage Allgemein 03:57
5. Anti-Bakterien 01:36
6. Anti-Grippe Basis 02:27
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Frei von Toxinen 01:18
9. Anti-Staphylokokken 02:54
10. Anti-Streptokokken 03:39
11. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
12. AUTOPROGRAMM ANTI-GRIPPE 06:39
13. AUTOPROGRAMM ANTI-ERKÄLTUNG 08:12
14. AUTOPROGRAMM UNTERSTÜTZUNG IMMUNSYSTEM 05:05





## 9. PROGRAMMSET « BEWEGUNG OHNE SCHMERZEN »

Anzuwenden bei Beschwerden im Bereich des Muskel-Skelett-Systems: Schmerzen, Gelenkentzündungen, Muskelschmerzen, Wirbelsäule, Verletzungen.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gelenke ohne Schmerzen und/oder Gelenke ohne Entzündung und/oder Wiederherstellung nach Verletzungen	Bei Bedarf täglich nachmittags
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
A. Funktionsprogramm 2			Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche	
A. Funktionsprogramm 3			Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche	
A. Funktionsprogramm 4			Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche	

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gelenke ohne Schmerzen und/oder Gelenke ohne Entzündung und/oder Wiederherstellung nach Verletzungen	Bei Bedarf täglich nachmittags
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen
Spezielle Programme		Anti-Bakterien Drainage antitoxisch	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm- Programme für 14 Tage	

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4		Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Gelenke ohne Schmerzen und/oder Gelenke ohne Entzündung und/oder Wiederherstellung nach Verletzungen	Bei Bedarf täglich nachmittags
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER BEWEGUNG OHNE SCHMERZEN ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

12. Anti-Virus 03:45
13. Gesunder M-D-T 03:18
14. Drainage antitoxisch 03:09
15. Drainage Allgemein 03:57
16. Intime Gesundheit 03:48
17. Anti-Bakterien 01:36
18. Anti-Candida 03:00
19. Gesunde Lymphe 03:12
20. Frei von Toxinen 01:18
21. Anti-Schimmel und Pilze 03:12
22. Anti- Nematoden und Askarid
23. Anti-MDT-Parasiten 02:21
24. Anti-Parasiten allgemein 03:57
25. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
26. Anti-Staphylokokken 02:54
27. Anti-Streptokokken 03:39
28. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
29. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
30. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
31. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
32. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
33. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39



## 10. PROGRAMMSET «FÜR SPORTLER»

Anzuwenden bei starker sportlicher Betätigung, bei Verletzungen aber auch zur Senkung der toxischen Belastung und zur schnellen Erholung nach dem Training

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Vorbereitung/Training, Training	Vor bzw. während des Trainings
	DeVita AP		Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1
A. Funktionsprogramm 2		Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche		
A. Funktionsprogramm 3		Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche		
A. Funktionsprogramm 4		Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche		

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden	Täglich vormittags
		Spezielle Programme	Vorbereitung/Training, Training	Vor bzw. während des Trainings
DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen	

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen	

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden	
		Vorbereitung/Training, Training	Vor bzw. während des Trainings	
DeVita AP	Spezielle Programme	Gelenke ohne Schmerzen und/oder Gelenke ohne Entzündung und/oder Wiederherstellung nach Verletzungen	Bei Bedarf täglich nachmittags	
		Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER FÜR SPORTLER ENTHÄLTET FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T03:18
3. Drainage Allgemein03:57
4. Intime Gesundheit03:48
5. Anti-Candida03:00
6. Gesunde Lymphe03:12
7. Frei von Toxinen01:18
8. Anti-Schimmel und Pilze03:27
9. Anti- Nematoden und Askariden02:00
10. Anti-MDT-Parasiten02:21
11. Anti-Parasiten allgemein03:57
12. Anti-Protozoen(Urtierchen)01:42
13. Anti-Staphylokokken02:54
14. Anti-Streptokokken 03:39
15. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06.48
16. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07.54
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08.27
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07.48
19. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07.11
20. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07.39



## 11. PROGRAMMSET «STRAHLENDE HAUT»

Im Falle von entzündlichen Prozessen in der Haut, Mykose in den Haaren und Nägeln, Herpes Zoster.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Schöne Haut und/oder Schöne Haare und Nägel	Bei Bedarf täglich nachmittags
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
			A. Funktionsprogramm 2	Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche
			A. Funktionsprogramm 3	Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche
			A. Funktionsprogramm 4	Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Schöne Haut und/oder Schöne Haare und Nägel	Bei Bedarf täglich nachmittags
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen
Spezielle Programme		Anti-Pilze, Anti-Herpes Zoster, Anti-Herpes Simplex	Bei Bedarf und nach den methodischen Empfehlungen	

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4		Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Schöne Haut und/oder Schöne Haare und Nägel	Bei Bedarf täglich nachmittags
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER STRAHLENDE HAUT ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Anti-Pilz 03:57
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Anti-Herpes 02:48
9. Frei von Toxinen 01:18
10. Anti-Herpes Simples 03:27
11. Anti-Herpes Zoster 01:39
12. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
13. Anti- Nematoden und Ascaris 02:00
14. Anti-MDT-Parasiten 02:21
15. Anti-Parasiten Allgemein 03:57
16. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
17. Anti-Staphylokokken 02:54
18. Anti-Streptokokken 03:39
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
20. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
21. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
22. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
23. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
24. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39
25. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES S 07:36
26. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES Z 05:48



## 12. PROGRAMMSET «ANTI-PARASITEN»

Zum Schutz von Haustierbesitzern, Reisenden, Familien mit Kindern unter 12 Jahren. Wenn sich Ihr Appetit verändert, bei Entzündungen, bei unerklärlichen Schmerzen, bei allergischen Reaktionen.

SCHEMA NR. 1 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal pro Tag
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Täglich morgens in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	«Darm ohne Probleme»	Täglich nachmittags
	DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramm 1 automatisch	Täglich in der 1. Woche
Funktionsprogramm 2 automatisch			Täglich in der 2. Woche	
Funktionsprogramm 3 automatisch			Täglich in der 3. Woche	
Funktionsprogramm 4 automatisch			Täglich in der 4. Woche	

SCHEMA NR. 2 IM ZWEITEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal pro Tag
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Täglich morgens in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Darm ohne Probleme	Täglich nachmittags
	DeVita AP	Spezielle Programme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafen
Anti-Bakterien			Täglich abends nach Vollendung der DeVita Ritm- Programme für 14 Tage	
Anti-Herpes Simplex, Anti-Herpes, Anti-Hepatitis A			Nach Bedarf und nach den methodischen Empfehlungen	

SCHEMA NR. 3 IM DRITTEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal pro Tag
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr morgens
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM VIERTEN MONAT	УСТРОЙСТВО	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal pro Tag
	DeVita Ritm	Autoprogramme	„Wohlbefinden“, „Gesundheit“	Täglich morgens, in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Darm ohne Probleme	Täglich nachmittags
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden, Anti-Parasiten allgemein, Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1 bis 2 Wochen	

**DER ORDNER ANTI-PARASITEN ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Bakterien 01:36
6. Anti-Candida 03:00
7. Anti-Hepatitis A 01:54
8. Gesunde Lymphe 03:12
9. Anti-Herpes 02:48
10. Frei von Toxinen 01:18
11. Anti-Herpes Simples 03:27
12. Anti-Herpes Zoster 01:39
13. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
14. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
15. Anti-MDT-Parasiten 02:21
16. Anti-Parasiten allgemein 03:57
17. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
18. Anti-Schistosomen und Trematoden 01:54
19. Anti-Staphylokokken 02:54
20. Anti-Streptokokken 03:39
21. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
22. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
23. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
24. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
25. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
26. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39
27. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES S 07:36
28. AUTOPROGRAMM ANTI- HERPES Z 05:48
29. AUTOPROGRAMM ANTI- HELMINTHEN 03:20



### 13. PROGRAMMSET «ANTI-ALLERGIEN»



Bei verschiedenen allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel, Staub, Haustiere und Blütenstaub.

SCHEMA Nr. 1 IM ERSTEN MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Ohne Allergene	Täglich nachmittags
			Anti-Erkältung, Freies Atmen	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1	Täglich in der 1. Woche
			A. Funktionsprogramm 2	Täglich in der 2. Woche
			A. Funktionsprogramm 3	Täglich in der 3. Woche
			A. Funktionsprogramm 4	Täglich in der 4. Woche
			Anti-Allergie	Abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
		Spezielle Programme	Ohne Allergene	Täglich nachmittags
			Anti-Erkältung, Freies Atmen	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen
		Spezielle Programme	Anti-Allergie	Abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme
			Anti-Schistosomen und – Trematoden	Abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme für 14 Tage

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
	DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal täglich morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
			Ohne Allergene	Täglich nachmittags
		Spezielle Programme	Anti-Erkältung, Freies Atmen	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen
	DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Allergie	Abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme
			Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Abends nach der Vollendung der DeVita-Ritm-Programme in abwechselnder Reihe für 1-2 Wochen

**DER ORDNER ANTI-ALLERGIEN ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T03:18
3. Drainage Allgemein03:57
4. Intime Gesundheit03:48
5. Anti-Allergie01:45
6. Anti-Candida 03:00
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Frei von Toxinen 01:18
9. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
10. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
11. Anti-MDT-Parasiten 02:21
12. Anti-Parasiten Allgemein 03:57
13. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
14. Anti- Schistosomen und Trematoden 01:54
15. Anti-Staphylokokken 02:54
16. Anti-Streptokokken 03:39
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
20. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
21. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
22. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39



## 14. PROGRAMMSET «MÄNNERGESUNDHEIT»

Bei psychologischen und funktionellen Störungen des männlichen Urogenitalsystems.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Männergesundheit		Täglich nachmittags
		Männliche Sexualität	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen	
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1		Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
		A. Funktionsprogramm 2		Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche
		A. Funktionsprogramm 3		Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche
		A. Funktionsprogramm 4		Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Männergesundheit		Täglich nachmittags
		Männliche Sexualität	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen	
DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung		Täglich vor dem Schlafengehen
	Spezielle Programme	Anti-Chlamydien		Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung		Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4		Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden	
	Spezielle Programme	Männergesundheit	Täglich nachmittags	
Männliche Sexualität		Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen		
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und -Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechslender Reihenfolge für 1-2 Wochen	

**DER ORDNER MÄNNERGESUNDHEITENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Anti-Chlamyden 01:39
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Frei von Toxinen 01:18
9. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
10. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
11. Anti-MDT-Parasiten 02:21
12. Anti-Parasiten allgemein 03:57
13. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
14. Anti-Staphylokokken 02:54
15. Anti-Streptokokken 03:39
16. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
20. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
21. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39



## 15. PROGRAMMSET «FRAUENGESUNDHEIT»

Bei funktionellen Störungen des weiblichen Urogenitalsystems, der Harmonisierung der Körperfunktion in der prämenstruellen und klimakterischen Periode.

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden	
		Spezielle Programme	Frauengesundheit	Täglich nachmittags
	Weibliche Sexualität	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen		
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche	
		A. Funktionsprogramm 2	Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche	
		A. Funktionsprogramm 3	Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche	
		A. Funktionsprogramm 4	Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche	

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit	Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden	
		Spezielle Programme	Frauengesundheit	Täglich nachmittags
	Weibliche Sexualität	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen		
DeVita AP	Autoprogramme	A. Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen	
	Spezielle Programme	Anti-Chlamydien	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme	

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Komplette Reinigung	Täglich ab 8 Uhr
DeVita AP	Autoprogramme	A. Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen	

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
DeVita Ritm	Autoprogramme	A. Wohlbefinden, A. Gesundheit		Täglich vormittags wechseln zwischen den beiden
	Spezielle Programme	Frauengesundheit		Täglich nachmittags
		Weibliche Sexualität	Bei Bedarf und nach methodischen Empfehlungen	
DeVita AP	Spezielle Programme	Anti-Nematoden und –Askariden Anti-Parasiten allgemein Anti-MDT-Parasiten		Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme in abwechselnder Reihenfolge für 1-2 Wochen

**DER ORDNER FRAUENGESUNDHEIT ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Anti-Virus 03:45
2. Gesunder M-D-T 03:18
3. Drainage Allgemein 03:57
4. Intime Gesundheit 03:48
5. Anti-Candida 03:00
6. Anti-Chlamyden 01:39
7. Gesunde Lymphe 03:12
8. Frei von Toxinen 01:18
9. Anti-Schimmel und Pilze 03:27
10. Anti- Nematoden und Askariden 02:00
11. Anti-MDT-Parasiten 02:21
12. Anti-Parasiten allgemein 03:57
13. Anti-Protozoen(Urtierchen) 01:42
14. Anti-Staphylokokken 02:54
15. Anti-Streptokokken 03:39
16. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 1 06:48
17. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 2 07:54
18. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 3 08:27
19. AUTO-FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48
20. AUTOPROGRAMM REINIGUNG 07:11
21. AUTOPROGRAMM ANTI- PARASITEN 07:39

## 16. PROGRAMMSET «GEWICHTSKONTROLLE»



Für eine effektive Gewichtsabnahme und Appetitregulation.

**DER ORDNER GEWICHTSKONTROLLE ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

1. Gewichtskontrolle 03:09
2. Gesunde Lymphe 03:12
3. Frei von Toxinen 01:18
4. **AUTOPROGRAMM GEWICHTSVERLUST 04:29**
5. **AUTOPROGRAMM REDUZIEREN DES KÖRPERUMFANGS 04:32**

SCHEMA	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	SCHEMA	DeVita Ritm	Autoprogramm	Hoher Tonus
Autoprogramm			Optimierung Stoffwechsel	2. Tag, ab 12 Uhr
DeVita AP		Autoprogramm	Gewichtsverlust	1. Tag, nach den DeVita Ritm-Programmen oder vor dem Schlafengehen
		Autoprogramm	Reduzierung des Körperumfangs	2.Tag, nach den DeVita Ritm-Programmen oder vor dem Schlafengehen

## 17. PROGRAMMSET LYME – BORRELIOSE



SCHEMA NR.1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Optimierung Stoffwechsel und/oder Darm ohne Probleme	Täglich vormittags nach Bedarf
	DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
			Funktionsprogramm 2	Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche
			Funktionsprogramm 3	Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche
			Funktionsprogramm 4	Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche

SCHEMA NR.2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Optimierung Stoffwechsel und/oder Darm ohne Probleme	Täglich vormittags nach Bedarf
	DeVita AP	Spezielle Programme	Reinigung	Täglich vor dem Schlafengehen
			Anti-Schistosomen und Trematoden	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme für 1-2 Wochen
			Drainage antitoxisch	Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme für 3-4 Wochen



SCHEMA NR.3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich in abwechselnder Reihenfolge. Der Beginn der Programme ist um 8 Uhr.
		Spezielle Programme	Nervensystem allgemein	Nach dem Ende des Programmes „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm.
DeVita AP	Autoprogramme	A. Gegen Lyme-Borreliose 1 A. Gegen Lyme-Borreliose 2	Täglich abwechselnd für 2 Wochen. Der Beginn der Programme ist um 17 Uhr	
		A. Gegen Lyme-Borreliose 3 A. Gegen Lyme-Borreliose 4	Täglich abwechselnd für 2 Wochen. Der Beginn der Programme ist um 17 Uhr	

  

SCHEMA NR.4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden	1. Tag ab 8 Uhr
			Komplette Reinigung	2. Tag ab 8 Uhr
		Spezielle Programme	Nervensystem allgemein	Nach dem Ende des DeVita Ritm-Programmes „Wohlbefinden“
DeVita AP	Autoprogramme	Reinigung	1. Tag. Vor dem Schlafengehen	
		A. Nervenregeneration	2. Tag. Vor dem Schlafengehen	

**Die Programme des 3. und 4. Monats sollten noch zweimal wiederholt werden!**

**DER ORDNER LYME-BORRELIOSE ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:**

- |     |                         |       |
|-----|-------------------------|-------|
| 1.  | Anti-Virus              | 03:45 |
| 2.  | Anti-Virus MDT          | 03:57 |
| 3.  | Ohne Trichomonaden      | 02:03 |
| 4.  | Frei von Toxinen        | 01:18 |
| 5.  | Intime Gesundheit       | 03:48 |
| 6.  | Gesunde Nerven          | 01:33 |
| 7.  | Anti-Staphylokokken     | 02:54 |
| 8.  | Anti-Streptokokken      | 03:39 |
| 9.  | Anti-Chlamydien         | 01:39 |
| 10. | Anti-Herpes Zoster      | 01:39 |
| 11. | Anti-Herpes Simplex     | 03:27 |
| 12. | Stopp Amöbe             | 02:42 |
| 13. | Anti-Candida            | 03:00 |
| 14. | Stopp Penicillium       | 01:54 |
| 15. | Gegen Lyme-Borreliose 1 | 02:48 |
| 16. | Gegen Lyme-Borreliose 2 | 02:51 |
| 17. | ZNS ohne Probleme       | 03:18 |



**AUTOMATISCHE PROGRAMME KOMPLEXE:**

18. **AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 1:** Anti-Virus 03:45+Anti-Streptokokken 03:39+Anti-Herpes S 03:27+Frei von Toxinen 01:18: 12:13
19. **AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 2:** Lyme-Borreliose 1 02:48+ Lyme-Borreliose 2 02:51+Anti-Virus-MDT 03:57+Ohne Trichomonaden 02:03: 11:43
20. **AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 3:** Anti-Herpes Zoster 01:39+Anti-Staphylokokken 02:54+Anti-Chlamydien 01:39+Intime Gesundheit 03:48+ Stopp Amöbe 02:42 12:47
21. **AUTO-PROGRAMM LYME-BORRELIOSE 4:** Lyme-Borreliose 1 02:48+ Lyme-Borreliose 2 02:51+Anti-Candida 03:00+Stopp Penicillium 01:54+Frei von Toxinen 01:18 11:56
22. **AUTO-PROGRAMM NERVENREGENERATION:** Gesunde Nerven 01:33+ ZSN ohne Probleme 03:18 04:53



## 18. PROGRAMMSET GESUNDE ZELLE

SCHEMA NR. 1 IM 1. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Optimierung Stoffwechsel und/oder Darm ohne Probleme	Täglich nachmittags, bei Bedarf
	DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramm 1	Täglich vor dem Schlafengehen in der 1. Woche
Funktionsprogramm 2			Täglich vor dem Schlafengehen in der 2. Woche	
Funktionsprogramm 3			Täglich vor dem Schlafengehen in der 3. Woche	
Funktionsprogramm 4			Täglich vor dem Schlafengehen in der 4. Woche	

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich vormittags in abwechselnder Reihenfolge
		Spezielle Programme	Optimierung Stoffwechsel und/oder Darm ohne Probleme	Täglich nachmittags, bei Bedarf
	DeVita AP	Spezielle Programme	Autoprogramme	Reinigung
Anti-Schistosomen und Trematoden			Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm- Programme für 1-2 Wochen	
Drainage antitoxisch			Täglich abends nach der Vollendung der DeVita Ritm- Programme für 3-4 Wochen	

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Täglich abwechseln. Der Start des Programms um 8 Uhr
		Spezielle Programme	Programme zur Korrektur der Organe	Nach dem Programm „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
	DeVita AP	Autoprogramme	Zellschutz 1, Zellschutz 2	Täglich abwechseln für 2 Wochen. Der Start des Programms um 17 Uhr
Zellschutz 3, Zellschutz 4			Täglich abwechseln für 2 Wochen. Der Start des Programms um 17 Uhr	

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden	1. Tag ab 8 Uhr
			Komplette Reinigung	2. Tag ab 8 Uhr
		Spezielle Programme	Programme zur Korrektur der Organe	Nach dem Programm „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
DeVita AP	Autoprogramme	Reinigung	1. Tag. Vor dem Schlafengehen	
		Ohne Papillome allgemein	2. Tag. Vor dem Schlafengehen	

Die Programme des 3. und 4. Monats sollten noch zweimal wiederholt werden!

#### DER ORDNER GESUNDE ZELLE ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:

1. Anti-Virus 03:45
2. Anti-Virus MDT 03:57
3. Gesunde Zelle 1 03:51
4. Gesunde Zelle 2 03:36
5. Ohne Trichomonaden 02:03
6. Frei von Toxinen 01:18
7. Intime Gesundheit 03:48
8. Anti-Staphylokokken 02:54
9. Anti-Streptokokken 03:39
10. Anti-Chlamydien 01:39
11. Anti-Herpes Zoster 01:39
12. Anti-Herpes Simplex 03:27
13. Stopp Amöbe 02:42
14. Anti-Candida 03:00
15. Stopp Penicillium 01:54
16. Ohne Papillomen allg. 03:57
17. **AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 1:** Zur Minderung allgemeiner viraler, herpetischer und bakterieller toxischer Belastung. Es hemmt die Aktivität von Viren und die negative Wirkung der vom Streptokokkus gebildeten Toxine. Anti-Virus 03:45+Anti-Streptokokken 00:39+Anti-Herpes S 03:27+Frei von Toxinen (1:18) 12:13
18. **AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 2:** Bei ungesunder Lebensweise und großen körperlichen und psychischen Belastungen sowie in Gebieten mit schlechten Umweltbedingungen. Das Programm ist im Rahmen des Komplexes „Gesunde Zelle 2“ zu empfehlen. Gesunde Zelle 1 03:51+Gesunde Zelle 2 03:26+Anti-Virus MDT 03:57+ Ohne Trichomonaden 02:03: 13:31
19. **AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 3:** Das Programm dient zur Bekämpfung viraler, bakterieller und protozoischer Infektionen, indem es Vergiftungen des Körpers senkt. Anti-Herpes Z 01:39+Anti-Staphylokokken 00:54+Anti-Chlamydien 01:39+Intime Gesundheit 03:48+Stopp Amöbe 02:42: 12:47
20. **AUTO-PROGRAMM ZELLSCHUTZ 4:** Das Programm reduziert toxische Pilzbelastung, stärkt die körpereigene Immunabwehr und senkt das Tumorrisiko. Gesunde Zelle 1 03:51+Gesunde Zelle 2 03:26+Anti-Candida 03:00+Stopp Penicillium 01:54: 12:2

## 19. PROGRAMMSET GESUNDE ZÄHNE



**Schema 1.** Anwendung nach zahnärztlichen Eingriffen (Extraktion, Implantation, Behandlung usw.).  
Die Anwendungsdauer ist 2 Wochen:

	GERÄT		PROGRAMM		ANWENDUNG
	SCHEMA NR. 1 FÜR 2 WOCHEN	DeVita Energy	Grundprogramm		
DeVita Ritm		1. Tag	Autoprogramme	Wohlbefinden	2. Tag. Der Beginn der Programme ab 8 Uhr.
			Spezielle Programme	Stopp Verletzung (Zähne)	
		2. Tag	Autoprogramme	Gesundheit	2. Tag. Der Beginn der Programme ab 8 Uhr.
			Spezielle Programme	Starke Zähne	
DeVita AP		Autoprogramme		Wiederherstellung 1 automatisch	1. Tag abends nach der Vollendung der DeVita Ritm-Programme
				Funktionsprogramm 2 automatisch	1. Tag vor dem Schlafengehen
	Wiederherstellung 2 automatisch			2. Tag vor dem Schlafengehen	

Falls Abszesse oder Fisteln vorhanden sind, ist das Programm «**Ohne Fistel**» täglich hinzuzufügen.

### DER ORDNER **GESUNDE ZÄHNE** ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:

1. Antiseptikum 03:39
2. Ohne Fistel 01:15
3. Anti-Entzündung – allgemein 02:30
4. Gesundes Zahnfleisch 03:54
5. Anti-Staphylokokken 00:54
6. Anti-Streptokokken 00:39
7. Regeneration der Schleimhaut 02:54
8. Gesunder Mund 02:36
9. Anti-Candida 03:00
10. Stopp Verletzung (Zähne) 03:57
11. Frei von Toxinen 01:18
12. **AUTO-PROGRAMM WIEDERHERSTELLUNG 1:** Stopp Verletzung (Zähne) 03:57+ Gesunder Mund 02:36: 06:34
13. **AUTO-PROGRAMM WIEDERHERSTELLUNG 2:** Antiseptikum 03:39 + Anti-Entzündung-allgemein 2:30: 06:10
14. **AUTO-PROGRAMM GESUNDES ZAHNFLEISCH:** Gesundes Zahnfleisch 03:54 + Regeneration der Schleimhaut 02:54: 06:49
15. **AUTO-PROGRAMM FUNKTIONSPROGRAMM 2:** Anti-Staphylokokken 02:54 + Anti-Streptokokken 03:39 + Frei von Toxinen 01:18: 07:53

## Schema 2. Anwendung bei chronischen Mundbeschwerden:

Der erste Monat nach dem Schema des 1. Monats des Komplexes „Verdauung ohne Probleme“

SCHEMA NR. 2 IM 2. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Energy	Grundprogramm		1-2-mal morgens
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Komplette Reinigung	Tagsüber ab 8:00 Uhr. Täglich abwechselnd
		Spezielle Programme	Starke Zähne	Nach der Vollendung des Programmes „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
DeVita AP	Autoprogramme	Gesundes Zahnfleisch, Reinigung	Vor dem Schlafengehen. Täglich wechselnd	

  

SCHEMA NR. 3 IM 3. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Komplette Reinigung	Tagsüber ab 8:00 Uhr. Täglich abwechselnd
		Spezielle Programme	Starke Zähne	Nach dem Programm „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
	DeVita AP	Autoprogramme	Funktionsprogramm 1-4	Bei Bedarf vor dem Schlafengehen

  

SCHEMA NR. 4 IM 4. MONAT	GERÄT	PROGRAMM		ANWENDUNG
	DeVita Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden, Gesundheit	Tagsüber ab 8:00 Uhr. Täglich abwechselnd
		Spezielle Programme	Starke Zähne	Nach der Vollendung des Programmes „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
	DeVita AP	Autoprogramme	Anti-Parasiten automatisch	Vor dem Schlafengehen täglich für eine Woche

## 20. STOPP CORONAVIRUS



### VORSORGE:

Gerät		Programme	Anwendung
Energy		Grundprogramm	1-2 mal pro Tag
Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden	1. Tag morgens
		Gesundheit	2. Tag morgens
	Spezielle Programme	Unterstützung des Immunsystems	Anwenden nach dem Programm „Wohlbefinden“ auf dem DeVita Ritm
AP	Autoprogramm	A. Anti-Erkältung	2-3 mal pro Woche nachts
	Spezielles Programm	Stop Coronavirus neu	2-3 mal pro Woche nach den DeVita Ritm-Programmen
DeLixir		Multy-Energy	15ml morgens nach dem Frühstück
		pH Balance	15ml abends nach dem Abendessen

## BEI DEN ERSTEN ANZEICHEN DER KRANKHEIT (zusätzlich zur Hauptbehandlung)

Gerät		Programme	Anwendung
Energy		Grundprogramm	1-2 mal pro Tag
Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden	Täglich wechseln für zwei Wochen. Morgens anwenden.
		Gesundheit	
		Anti-Erkältung	Anwenden nach dem Programm „Gesundheit“ (1. Woche) und dem Programm „Wohlbefinden“ im DeVita Ritm (2. Woche)
AP	Autoprogramme	Anti-Erkältung	Täglich wechseln während der 1. Woche. Nachts anwenden.
		Gesundes Atmen	
		Wiederherstellung 2	Nach dem Programm „Wohlbefinden“ im DeVita Ritm (1. Woche)
	Autoprogramme	Funktionsprogramm 2	Täglich wechseln während der 2. Woche. Nachts anwenden.
		Gesundes Atmen	
Das spezielle Programm	Ohne Husten, Ohne Pneumonie	Bei Bedarf nach dem Programm „Gesundheit“ auf dem DeVita Ritm (2. Woche)	
DeLixir		pH Balance	15ml morgens nach dem Frühstück
		Detox	15ml abends nach dem Abendessen

## AUFRECHTERHALTUNG DER GESUNDHEIT NACH DER INFEKTION (2 Wochen nach Infektionsbeginn)

Gerät		Programme	Anwendung
Energy		Grundprogramm	1-2 mal pro Tag
Ritm	Autoprogramme	Wohlbefinden	Täglich wechseln. Morgens anwenden.
		Gesundheit	
		Anti-Erkältung	Nach dem Programm „Wohlbefinden“ im DeVita Ritm
	Spezielle Programme	Gesundes Herz	Nach dem Programm „Anti-Erkältung“ im DeVita Ritm
		Reine Nieren	Nach dem Programm „Gesundheit“ im DeVita Ritm
AP	Autoprogramme	Wiederherstellung 2	Täglich wechseln für zwei Wochen. Nachts anwenden.
		Funktionsprogramm 4	
DeLixir		pH Balance	15ml morgens nach dem Frühstück
		Detox	15ml abends nach dem Abendessen

## DER ORDNER **STOPP CORONAVIRUS** ENTHÄLT FOLGENDE PROGRAMME:

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Anti-Entzündung Allgemein 02:30 | 12. Anti-Pneumobakterien 03:48   |
| 2. Antiseptikum 03:39              | 13. Ohne Husten 03:57            |
| 3. Anti-Virus MDT 03:57            | 14. Ohne Pneumonie 03:48         |
| 4. Anti-Erkältung 03:06            | 15. A. FUNKTIONSPROGRAMM 1 07:54 |
| 5. Anti-Virus 03:45                | 16. A. FUNKTIONSPROGRAMM 4 07:48 |
| 6. Anti-Candida 03:00              | 17. A. ANTI-ERKÄLTUNG 08:12      |
| 7. Frei von Toxinen 1:18           | 18. A. GESUNDES ATMEN 10:28      |
| 8. Anti-Schimmel und Pilze 03:27   | 19. A. WIEDERHERSTELLUNG 2 06:11 |
| 9. Anti-Staphylokokken 02:54       |                                  |
| 10. Anti-Streptokokken 03:39       |                                  |
| 11. Stopp Corona Virus neu 01:21   |                                  |